


### ДЕРИВАТОГРАФЫ

№ №	Вид	Наименование, назначение	Кафедра
1	2	3	4
1		<p><b>Дериватограф Q-1500 (Венгрия) с компьютером</b> Предназначен для исследования различных физико - химических процессов, сопровождающихся выделением или поглощением тепла, для измерения теплоемкости и термической эмиссии, определения чистоты веществ, получения основных термодинамических и кинетических параметров и построения фазовых диаграмм многокомпонентных систем.</p>	ХиЭС